



NxStage

Transportabel hjemme-HD maskine

NxStage giver en unik mulighed for at gøre behandling med Hjemme-HD nemmere og tilgængelig for flere patienter.

Nemt og enkelt

- Der kræves ingen dyr og avanceret installation til vandrensning.
- Der kræves ingen ombygning i hjemmet. NxStage kan tilsluttes direkte til vandhane og eksisterende afløb.
- Enkel oplæring for patient og sygeplejerske.
- Enkeltheden gør at flere patienter kan behandles hjemme.
- Der findes en fleksible løsning til hver patient.

Tilslutning til vand

NxStage består af 2 dele: Maskine og vand/dialysatdel. Hvis man vil have NxStage med på rejse, kan man anvende dialysat fra poser og bruge NxStage uden vand/dialysatdelen.

Omkostningseffektivt

Enkeltheden gør at flere patienter kan behandles hjemme.

Installation

Meget enkel installation giver lav omkostning. Det samme gælder el- og vandforbrug, idet der kun anvendes ca. 20 liter vand/dialysat pr. behandling.

Størrelse

Se billede. Maskine og vand/dialysatdelen tager meget lidt plads og passer ind i de fleste hjem. Størrelse og lav vægt gør det let at flytte maskinen.

Praktiske fordele for patienten

- Komplet kassettesystem med filter og blodslanger.
- Meget nem at klargøre til behandling.
- Enkel oplæring.
- Få indstillinger/3 knapper.
- Kræver meget lidt opbevaringsplads.
- Transportabel, kan tages med på rejse.
- Ingen ombygning i hjemmet.

Øget livskvalitet

Selvfølgelig giver fleksibilitet og mulighed for at dialysere hjemme, en øget livskvalitet. Ved et igangværende studie "The Freedom Study", kan man påvise positiv effekt, som f.eks. mindre forbrug af blodtryksænkende medicin og færre depressioner m.m. hos patienter der behandles med hjemme-HD.

Med sin enkelthed giver NxStage flere patienter mulighed for behandling i hjemmet.

Erfaring

Der findes ca. 4000 patienter i USA der anvender NxStage. Mange patienter har anvendt NxStage i flere år og systemet er vel-dokumenteret behandlingsmæssigt, praktisk og teknisk.

Nordic Medcom AB

Vi har som leverandør af NxStage hjemme-HD system en komplet organisation med flere ansatte dialysesygeplejersker til træning/instruktion samt vores egne serviceteknikere. Vi har vores egen organisation til logistik og administration. Vi har eget kontor i Danmark.

Hovedkontoret og lageret ligger i Borås og giver hurtige og sikre leverancer.